

**Implantes de malla
titanizada**
Cirugía de hernias

Los implantes de malla titanizada de pfm medical se caracterizan por contar con tasas mínimas de inflamación y un comportamiento mínimo de contracción, ya que son 100% bio-compatibles, especialmente livianos e hidrófilos.

www.pfmmedical.com



Los implantes de malla titanizada de pfm medical están hechos de un material compuesto, exclusivo y patentado para la realización de cirugías en todos los tipos de hernias y con todas las técnicas operatorias, incluida la de IPOM.

Beneficios

Excelente biocompatibilidad

- ▶ Configuración de malla ultraliviana
- ▶ Dolor crónico postoperatorio en el más bajo nivel
- ▶ Tasas mínimas de inflamación
- ▶ Contracción mínima

Manipulación perfecta

Debido a sus características hidrófilas la malla titanizada puede colocarse fácilmente intra-abdominal.

Productos customizados para el cliente

pfm medical le ofrece la posibilidad de crear su propia malla titanizada, personalizada.

Excelente calidad de vida

La excelente biocompatibilidad garantiza un mínimo absoluto cuando se trata de tasas de inflamación y un breve período de convalecencia.

Tecnología exclusiva a nivel mundial


El proceso patentado de fabricación nano-tecnológica que forma un lazo covalente entre la superficie de óxido de titanio y el polipropileno es exclusivo a nivel mundial.

Indicación


Uno para todos

La gama TiMESH®, TiSURE® y TiLENE® está concebida para el uso universal en todas las hernias intra y extra-peritoneales.

Conocimiento



TiMESH®, REM sutura monofilar



TiMESH® corte: sutura monofilar, REM



Corte Laser para extremos de sutura redondos

Configuraciones de mallas

16 g/m², 24 g/m², 35 g/m², 65 g/m²


Medidas de los Poros

Mayores a 1 mm

TiMESH®

Para la reparación de hernias intra y extra peritoneales .


Order information

Indicación	Nombre Producto	Recorte Malla	Medida (L x W/cm)	Peso	REF
Todos los tipos de hernias incluida IPOM	TiMESH®		10 x 15	16 g/m ²	6000004
				35 g/m ²	6000001
				65 g/m ²	6000470
			15 x 15	16 g/m ²	6000029
				35 g/m ²	6000030
				65 g/m ²	6000471
			20 x 15	35 g/m ²	6000016
				65 g/m ²	6000425
			30 x 30	35 g/m ²	6000073
				65 g/m ²	6000426

TiLENE® Blue


Las tiras azules de orientación facilitan la alineación vertical de la malla durante la cirugía. Los implantes de TiLENE® Blue ofrecen una integración sobresaliente de tejido.

Vista




TiLENE® Blue

Detalle



Poros hexagonal 3 mm





Info de solicitud

Indicación	Nombre Producto	Recorte Malla	Medida (L x W/cm)	Peso	REF
Todos los tipos de hernias incluida la IPOM	TiLENE® Blue		10 x 15	24 g/m ²	6000950
			15 x 15	24 g/m ²	6000951
			20 x 15	24 g/m ²	6000952
			30 x 30	24 g/m ²	6000953

TiLENE[®], TiLENE[®] Luisenhospital, TiLENE[®] Austria

Para reparación de hernias intra y extra peritoneales.










Info de solicitud

Indicación	Nombre Producto	Recorte Malla	Medida (L x W/cm)	Peso	REF
TAPP/TEP/ IPOM	TiLENE [®]		12 x 17	35 g/m ²	6000900
	TiLENE [®] »Luisenhospital 20 x 10«		20 x 10	35 g/m ²	6000717
	TiLENE [®] »Luisenhospital 25 x 10«		25 x 10	35 g/m ²	6000718
	TiLENE [®] »Austria«		25 x 20	35 g/m ²	6000744

TiLENE®

For inguinal hernia repair.



Info de solicitud

Indicación	Nombre Producto	Recorte Malla	Medida (L x W/cm)	Peso	REF
Inguinal hernias	TiLENE®		6 x 9	35 g/m ²	6000683
			6 x 11	35 g/m ²	6000682
	TiLENE® »Dr. Neufang right«		15 x 12	35 g/m ²	6000643
	TiLENE® »Dr. Neufang left«		15 x 12	35 g/m ²	6000644
	TiLENE® »LAP«		15 x 13	35 g/m ²	6000707
	TiLENE® »Cologne«		4.1 x 10	65 g/m ²	6000648
	TiLENE® »Dr. R. Schmidt«		15 x 10	35 g/m ²	6000706
	TiLENE® »Lich«		15 x 10	35 g/m ²	6000693
	TiLENE® »Dr. Nussbaumer«		15 x 10	35 g/m ²	6000713

TiLENE® Plug Set/TiLENE® Plug

Para reparación hernias inguinales.


Info de solicitud

Indicación	Nombre Producto	Recorte Malla	Medida (L x W/cm)	Peso	REF
Inguinal hernias	TiLENE® Plug Set		Small (Ø 5)	35 g/m ²	6000610
				65 g/m ²	6000613
			Medium (Ø 7)	35 g/m ²	6000611
				65 g/m ²	6000614
			Large (Ø 9)	35 g/m ²	6000612
				65 g/m ²	6000615
	TiLENE® Plug		Small (Ø 5)	35/65 g/m ²	6000529
			Medium (Ø 7)	35/65 g/m ²	6000530
			Large (Ø 9)	35/65 g/m ²	6000531

TiLENE Strip®

Para la prevención de hernias incisionales, fortalecimiento de tejidos blandos y rectopexía.




Info de solicitud

Indicación	Nombre Producto	Recorte Malla	Medida (L x W/cm)	Peso	REF
Soft tissue reinforcement and rectopexy	TiLENE® Strip		4 x 40	35 g/m ²	6000532
				65 g/m ²	6000533
			6 x 40	35 g/m ²	6000534
				65 g/m ²	6000535
			8 x 40	35 g/m ²	6000536
				65 g/m ²	6000537
10 x 40	35 g/m ²	6000538			
	65 g/m ²	6000539			

TiSURE®, TiLENE® »Hiatus I«, TiLENE® »Dr. Schulz«

Para reparación hernia de hiato.



Info de solicitud

Indicación	Nombre Producto	Recorte Malla	Medida (L x W/cm)	Peso	REF
Hiatal hernias	TiSURE®		7 x 10	35 g/m ²	6000438
				65 g/m ²	6000440
	TiLENE® »Hiatus I«		4.5 x 3.5	35 g/m ²	6000684
	TiLENE® »Dr. Schulz«		6 x 3.5	35 g/m ²	6000694

TiLENE® Guard Set, TiLENE® Guard

Para reparación de hernia paraestomal.

Info de solicitud


Indicación	Nombre Producto	Recorte Malla	Medida (L x W/cm)	Peso	REF
Parastomal hernias	TiLENE® Guard Set		14 x 14	35 g/m ²	6000525
			20 x 14	35 g/m ²	6000527
	TiLENE® Guard		14 x 14	35 g/m ²	6000605
			20 x 14	35 g/m ²	6000607
				35/65 g/m ²	6000528


Contacto

¿Tiene alguna pregunta?

Nuestro Equipo de Soluciones al Cliente lo asistirá con todo gusto.

 argentina@pfmsasa.com.ar

 + 54 (11)4806-5713

 + 54 (11)4807-9448

PFMSA S.A.
Jerónimo Salguero 2745,
piso 2, of. 22
CP1425, Buenos Aires
Argentina

Certificado según norma
DIN EN ISO 13485

Los productos están sujetos
a alteraciones